



Test tube/ MPN rack, polyethylene, 20 mm (O.D.), 40 holes

Termékszám:	2497902
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Forty-place rack features a special blend of polypropylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed. Autoclavable. Stackable and autoclavable. Overall dimensions: 24.6 x 10.7 x 6.4 cm (9.7 x 4.2 x 2.5").

Műszaki adatok

Átmérő:	20 mm
Reagenscső elrendezés:	4 x 10
Reagenscső lyukak:	40
Térfogat/ csomagméret:	1 each