



Test tube, rack, polyethylene, 25 mm (O.D.), 24 holes

Termékszám:	2497903
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Twenty to ninety-place rack features a special blend of polypropylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed. Autoclavable. Stackable and autoclavable. Overall dimensions: 24.6 x 10.7 x 6.4 cm (9.7 x 4.2 x 2.5").

Műszaki adatok

Átmérő:	25 mm
Reagenscső elrendezés:	3 x 8
Reagenscső lyukak:	24
Térfogat/ csomagméret:	1 each