



Sample Container, 120 mL High PF

Termékszám:	2552200
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

These 120 mL (4oz.) High Profile Corning Snap-Seal™ polypropylene containers are designed for a wide variety of applications and provide a reliable leak-tight seal when closed properly. Approximately 3.5 inches tall (91 mm) and 1.75 inches (45 mm) diameter. Plastic, snap seal, translucent. Sold individually.

Műszaki adatok

Átmérő, külső:	45 mm (approx)
Kapacitás:	120 mL - 1 each
Térfogat/ csomagméret:	1 /pk