



## Sample container, 240 mL

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Termékszám:</b>           | <b>2552411</b> |
| HUF Ár (nettó):              | Elérhetőségünk |
| Szállítási dátum nem látható |                |

Plastic, leak-proof. Corning Snap-Seal offers a non-sterile, leak-proof, attached cap container for field use in sampling water, soils, and sludge. Locking device helps prevent accidental opening of sample; container closes with unique sealing mechanism so sample won't leak.

---

### Műszaki adatok

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Átmérő, külső:         | 80 mm (approx) |
| Kapacitás:             | 240 mL         |
| Térfogat/ csomagméret: | 140 /pk        |