



Test kit, chloride, model CDS-DT

Termékszám:

2580600

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható

Veszélyes



The single-parameter Model CDS-DT uses the Hach Digital Titrator with Silver Nitrate Titrant Cartridges to determine chloride concentrations. Kit includes Digital Titrator, reagents and labware, manual and carrying case. Range: 10-10,000 mg/L. Contains approximately 100 tests.

Hach Digital Titrator offers higher levels of precision and accuracy than drop count procedures, with reproducibility comparable to a buret titration

Rugged titration device is ideal for field use, with no glass burets required

Műszaki adatok

Méréstartomány:	10 - 10,000 mg/L Cl ⁻
Méréstartomány (2):	to
Módszer név:	Digital Titrator/ Silver nitrate
Paraméter:	Chloride - As Cl ⁻ , 10-10,000 mg/L Cl ⁻
Platform:	Digitális titrátor
Smallest increment:	10
Tartó stílus:	F
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	CDS-DT

Szükséges tartozékok

- Pipetta, változtatható térfogatú, 1,0 - 5,0 mL (Item BBP065)