



Filter, membrane, pore size 0.2 µm, diameter 47 mm, 200/pk (Gelman)

Termékszám:	2618800
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

For isolation and enumeration of stressed organisms (*Pseudomonas* species). High retention and flow rate. Certified for use in membrane filtration analysis. White polyethersulfone media. STerile and individually packaged. Pore size: 0.2 µm. Diameter: 47mm.

Műszaki adatok

Anyag:	Polyethersulfone
Átmérő:	47 mm
Filter Type:	Filter
Szemcseméret:	0.2 µm
Térfogat/ csomagméret:	200 /pk