



Sample vial, 120 mL w/ thiosulfate & custody tie, 200/pk

Termékszám:	2634001
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Sample Vial with Thiosulfate and Custody Tie

120 mL sterile, hinged-cap vials meet all EPA requirements for microbiology sampling. Collection, incubation, and accurate reading can all be done in the vial without a transfer step. 100 mL raised fill line. Polypropylene. (**Please Note:** These sample vials are not autoclaveable)

Műszaki adatok

Átmérő:	43mm
Egység:	200 /pk
Hossz:	93mm
Kapacitás:	fill line at 100 mL (+/-2.5 mL)
Speciális tulajdonság:	Sample Vial, with Thiosulfate
Térfogat/ csomagméret:	200 /pk