



Thermometer, Enviro-Safe, Non-Mercury, -10 - 260 °C

Termékszám:	2635701
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Enviro-Safe non-Mercury thermometers feature an exclusive biodegradable liquid and dye. Easy to read, aesthetically distinctive due to dark green liquid and permanently fused markings. Each thermometer, individually calibrated against NIST traceable equipment, identified by unique serial number for ISO

9000 or other quality systems.

Műszaki adatok

Folyadék hőmérő típus:	Non-Mercury
Hőmérő divízió:	1 °C
Hőmérséklet tartomány:	-10 °C - 260 °C
Hossz:	405 mm
Térfogat/ csomagméret:	1 each