



Cylinder, graduated, mixing, certified, 25 mL

Termékszám:	2636340
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

This certified, Class A glass mixing cylinder is calibrated “to contain” according to ASTM E542 & E1272. Serialized and traceable to NIST standards (includes Certificate of Identification and Capacity). Single metric scale in durable white markings with funnel-top. Glass penny head stopper included.

Műszaki adatok

Anyaga:	Glass
Kapacitás:	25 mL
Mérés módszer:	To Contain
Tanúsítványok:	Class A
Térfogat/ csomagméret:	1 each
Típus:	Egyetlen metrikus, keverés