



Kalibrációs készlet, Stablcal zavarosság standardok, 2100N/ N IS zavarosságmérő, 100 mL-es palackokban

Termékszám:

2662110

Veszélyes

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk



Stablcal standard kalibrációs készlet a 2100N és 2100N IS laboratóriumi zavarosságmérőkhöz. Az USEPA által elfogadva kalibrálási célokra. A Stablcal stabilizált formazin zavarossági standardok valódi hígítású formazinoldatok, amelyek bármilyen zavarosságmérővel használhatók. A készlet 100 mL-es palacknyi <0,1, 20, 200, 1000 és 4000 NTU standardokat tartalmaz.

Pontos, előkevert formazinoldatok

Saját gyártási technológiájával a Hach számos sűrűségben, precíz koncentrációkban állítja elő a Stablcal standardokat – pontos zavarosságmérő kalibrációt biztosítva ezáltal.

Formazin elsődleges standard alapján

A Stablcal stabilizált formazin standardok ugyanolyan fényt szóró polimert tartalmaznak, mint a hagyományos formazin elsődleges zavarossági standardok – és ugyanúgy teljesítenek.

A jobb stabilitás időt és energiát takarít meg

Habár a formazin elsődleges standardok közvetlenül a laboratóriumban is előállíthatók, a folyamat munka- és időigényes – a hígított standardok pedig nem stabilak. A Stablcal a formazin stabilizált változata – megismételhető eredményekkel, a laboratóriumban előállított standardokhoz szükséges idő és energia nélkül.

Megbízható eredmények

A Hach több mint 40 évvel ezelőtt az ivóvíziparban elsőként alkalmazta a formazint zavarosság standardként. A Stablcal standardok a zavarossági mérések több évtizedes tapasztalatán alapszanak.

Műszaki adatok

Koncentráció: < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU

Térfogat/ csomagméret: 5 darabos készlet