



Be Right™



Gas washing bottle, 1200 mL

Termékszám:	2662200
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

For use in precipitating elements from gas. Used in the Hach Cold Vapor Mercury Apparatus Set (Prod. No. 2674400) to perform Cold Vapor Mercury Concentration Analysis–Hach Method 10065.

Műszaki adatok

Anyag:	Borosilicate Glass
Body Material:	Glass
Kapacitás:	1200 mL
Package size UOM:	1pk
Térfogat/ csomagméret:	1 each