



Test kit, hypochlorite, model CN-HR

Termékszám:

2687200

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Hypochlorite Kit, Model CN-HR - Drop Count

Utilizing the simple, economical drop count titration method, this kit is used to determine high range hypochlorite solution concentrations (bleach solutions). Range: 5-15%, contains 100 tests.

Simple, economical titration method

Kit contains all required reagents, solutions, and glassware

Műszaki adatok

Méréstartomány:	50 - 150 g/L Cl_2 (5-15%)
Módszer név:	Drop count titration/ Thiosulfate
Paraméter:	Hypochlorite, high range - (Bleach) As Cl_2
Platform:	Drop Count Titration
Smallest increment:	0.5%
Tartó stílus:	D
Tesztek száma:	100
Tesztkészlet model:	CN-HR