



Töltőoldat, belső, polarográfiás oldottoxigén-szonda, 50 mL

Termékszám:	2759126
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Töltőoldat polarográfiás oldottoxigén-szondákhoz, kálium-klorid/glicerin, 50 mL-es palack

Műszaki adatok

Formula:	KCl és glicerin
Leírás:	5130, 5197000
Platform:	Oldat
Solution Type:	Újratöltés
Térfogat/ csomagméret:	50 mL