



Test kit atrazine for pocket colorimeter II

Termékszám: 2763500

ELAVULT CIKK

Ez a termék már nem elérhető.

Műszaki adatok

Borítás besorolás:	IP67 (elemtartó nélkül)
Detektor:	Silicon detector
Garancia:	2 év
Hullámhossz pontosság:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Kijelző:	LCD, backlit
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Megfelelőségi igazolások:	European CE mark
Mintacella fényút:	1 cm 25 mm
Módszer név:	Semiquantitative
	Colorimeter Immunoassay
Módszer száma:	10050
Műszer:	Kit includes PC II
Paraméter:	Atrazine
Súly:	0,23 kg
Tartó stílus:	Q
Tesztek száma:	Up to 18