



Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA), Solution, 500 mL

Termékszám:

2824349

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítási dátum nem látható



Ionic Strength Adjustor (ISA) for Ammonia determinations by Ion Selective Electrode (ISE) method. Eliminate most interferences. Solution, 500 mL bottle.

Műszaki adatok

Koncentráció:

ISA

Package settings:

Bottle

Paraméter:

Ammonium

Térfogat/ csomagméret:

500 mL