



Quality control standard inorganics for drinking water, 500 mL

Termékszám:	2833049
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Inorganics Quality Control Standard for Drinking Water. Ready to use. No dilution required. Mixed standard includes: Fluoride: 1 mg/L F^- , Nitrate: 2 mg/L NO_3^- -N, Phosphate: 2 mg/L PO_4^{3-} , Sulfate: 50 mg/L SO_4^{2-} . 500 mL Bottle.

Műszaki adatok

Koncentráció:	Phosphate 2 mg/L PO_4^{3-}
Leírás:	Drinking Water Inorganics, Mixed Parameter QC Standard
Platform:	Oldat