



Cylinder, graduated, double metric, 250 mL

Termékszám:	2928303
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

These glass pyrex graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down Calibrated "to deliver"

Műszaki adatok

Anyaga:	Glass
Kapacitás:	250 mL
Magasság:	340 mm
Mérés módszer:	To Deliver
Tanúsítványok:	Class A
Térfogat/ csomagméret:	1 each
Típus:	Dupla metrikus