



Membrane filters millipore S-pak type HA, 47 mm, 0.45 µm pore size, pk/600

Termékszám:	2936500
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

For membrane filtration in microbiological analysis of aqueous samples. "HA" signifies certified compliance with Standard Methods criteria with pore size of 0.45 µm. White, cellulose and mixed-ester composition. S-Pak (filter only) is sterile. Diameter: 4

Műszaki adatok

Anyag:	Mixed-Cellulose Ester
Átmérő:	47 mm mm
Szemcseméret:	0.45 µm
Térfogat/ csomagméret:	600