



Xenosep consumables kit for EPA method 1664A testing

Termékszám:	2943800
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Order the Xenosep Consumables Kit for a quick and easy way to replace your most used components.

Consumables kit includes: 24 Xenosep SPE Filters, 47mm diameter, 24 Transfer Pipets, 15 mL capacity per pipet, 24 Inline Columns with Sodium Sulfate, 10g per column.

Műszaki adatok

Térfogat/ csomagméret:	1 each
------------------------	--------