



Silver nitrate standard solution, 0.0141 N, 1 L

Termékszám:

31653

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Silver Nitrate Titrant for chloride determination by buret titration. Hach method 8225. Uses Chloride 2 Indicator Powder Pillows (Cat. No. 105766) to signal the endpoint. 1 Liter Bottle.

Műszaki adatok

EPA compliant:	Igen
Méréstartomány:	500 - 25000 Cl ⁻
Méréstartomány (2):	0 - 500 mg/L Cl ⁻
Módszer név:	Silver Nitrate Titration
Módszer száma:	8225
Platform:	Oldat