



Sodium/Potassium Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100

Termékszám:

4451569

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Ionic Strength Adjustor (ISA) for Sodium/Potassium determinations by Ion Selective Electrode (ISE) method. Powder form prevent from diluting samples. Ideal for low Sodium/Potassium level readings. Eliminate most interferences. Pack of 100 powder pillows.

Műszaki adatok

Koncentráció:	ISA
Package settings:	Powder Pillows
Paraméter:	Sodium
Térfogat/ csomagméret:	100 /pk