



MultiTest kit case (145 x 206 x 66 mm), blue polypropylene

Termékszám:	4660100
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Durable blue polypropylene carrying case allows easy transport of items for field testing.

Recessed handle in lid provides easy stacking

Contents are carried in upright position

Includes recessed flat-panel areas for labeling

Műszaki adatok

Magasság:	5.75 in
Méretek (MxSZxM):	145 mm x 206 mm x 66 mm
Tartó stílus:	B