



MultiTest kit case (218 x 246 x 437 mm), blue polypropylene

Termékszám:	4660700
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül	

Durable blue polypropylene carrying case allows easy transport of items for field testing.

Recessed handle in lid provides easy stacking

Contents are carried in upright position

Includes recessed flat-panel areas for labeling

Műszaki adatok

Magasság:	8.5 in
Méretek (MxSZxM):	218 mm x 246 mm x 437 mm
Tartó stílus:	Q