



Cylinder, graduated, 5 mL $\pm$ 0.1 mL, 0.1 mL divisions (white markings)

Termékszám:	50837
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes $\geq$ 25 mL.

Műszaki adatok

Anyaga:	Glass
Kapacitás:	5 mL
Magasság:	125 mm
Mérés módszer:	To Deliver
Tanúsítványok:	Class B
Térfogat/ csomagméret:	1 each
Típus:	Egyetlen metrikus