



Be Right™



Flask, filtering, 500 mL

Termékszám:	54649
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Glass filtering flask with side-arm at 90° angle. Heavy-walled with graduated capacity scale. Designed to ASTM E1406, Type II, Class I requirements. Hose connection accepts 5/16" I.D. flexible tubing.

Műszaki adatok

Anyag:	Glass
Anyaga:	Glass
Egység:	1 each
Kapacitás:	500 mL