



Be Right™



Összes ammónia Chemkey reagensek (25 db/cs)

Termékszám:	9425200
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Összes ammónia Chemkey-k, tartomány: 0,05-1,5 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$. SL1000 hordozható párhuzamos elemzőkhöz (PPA).

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,05 - 1,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$
Paraméter:	Összes ammónia
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	pk/25