



Szabad réz Chemkey reagensek (25 db/cs)

Termékszám:	9429200
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Réz Chemkey-k, tartomány: 0,06-5,00 mg/L Cu. SL1000 hordozható párhuzamos elemzőkhöz (PPA).

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,06 - 5,00 mg/L Cu
Paraméter:	Réz
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	25 db/cs