



Szabad ammónia és monoklóramin Chemkey reagensek (egyenként 25 db/cs)

Termékszám:	9429600
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Szabad ammónia (0,05 - 0,5 mg/L) és monoklóramin (0,04 - 4,00 mg/L) Chemkey-k. SL1000 hordozható párhuzamos elemzőkhöz (PPA).

Műszaki adatok

Kit Option:	Free Ammonia & Monochloramine
Méréstartomány:	0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Paraméter:	Szabad ammónia
	Monoklóramin
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	50 db/cs