



Recharge kit of 4 pre-filled cartridges with premounted 2956A membranes for A1100 oxygen sensors with 33051-xT cap only

Termékszám:

2956A-AT05

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Szállítás 2 héten belül



Includes o-rings and cleaning tools. Special low concentration electrolyte.

Műszaki adatok

Műszer:	Orbisphere A1100-S00T O2 sensor, Orbisphere GA2x00-S00T O2 sensor
Paraméter:	O2
Tárolási feltételek:	Store in a dry place at room temperature