



USB + tápmodul 2100Q/2100Q IS és DR1900 eszközhöz

Termékszám:	LZV813.99.00001
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Az USB + tápmodul egy opcionális tartozék a 2100Q és 2100Q IS hordozható zavarosságmérőhöz, és a DR1900 hordozható spektrofotométerhez. Ez a modul a berendezéshez további funkcionalitást társít, mellyel a felhasználó:

Vigye át az adatokat egy számítógépre XML formátumban

Vigye át az adatokat a Citizen PD-24 nyomtatóra (2960100)

Működtesse a berendezést hálózati árammal (100 - 240 V AC, 50/60 HZ), és töltsse fel az NiMH elemeket (2971304)

Frissítheti a firmware-t

Vigye be gyorsan a Mintákat és a Felhasználói azonosítókat az opcionális vonalkódolvasóval (LZV566)

Műszaki adatok

Bemenő feszültség:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Garancia:	24 hónap
Includes:	Tartalmazza a modult, a modultetőt, a tápellátást a négy adaptercsatlakozóval, a standard USB kábelt mini-USB csatlakozóval, a speciális USB kábeladaptert és a kézikönyvet.
Output Voltage:	9 V