



SL1000 hordozható párhuzamos elemző (PPA)

Termékszám: LPV443.99.10002

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítás 2 héten belül

Vízminőség tesztelés. Áramvonalas kialakítás.

A Hach SL1000 hordozható párhuzamos elemzővel (PPA) feleannyi idő szükséges ugyanazokhoz a tesztekhez, mint amelyeket korábban manuálisan kellett végrehajtani. A pontos eredmények kevesebb hibalehetőséggel, pillanatok alatt elkészülnek. Egyszerre akár hat paraméter is tesztelhető.

Pontosabb értékek

Hagyja ki a még tapasztalt felhasználók által is végrehajtott, változó értékeket eredményező manuális lépéseket. Az automata működés és a belső hőmérséklet vezérlés a teljes folyamatot következetessé és megismételhetővé teszi az aktuális Hach módszerekkel megegyező műveletek és reagensek alkalmazása mellett.

Kevesebb tartozék

A helyszíni készletben egyetlen műszer végzi a kolorimetrikus és elektrokémiai tesztelést, így kevesebb nagyméretű tartozékra van szükség. Nincs szükség porpárnákra vagy üvegcellákra. Az összes vegyi anyagot és eljárást a Chemkey tartalmazza.

Gyorsabb tesztelés

Egyszerre akár négy kolorimetrikus és két szondaalapú mérésre is alkalmas, a teljes tesztelési folyamatot pedig 25%-kal gyorsabban elvégzi. Végezzen el még több tesztet az üzemben, jusson hozzá az eredményekhez gyorsabban, és látogasson el több üzembe minden tesztelési művelet során.

Chemkey technológia

A Chemkey reagensek ugyanazokat a vegyi anyagokat tartalmazzák, és ugyanazokat a műveleteket hajtják végre – most egyszerű, önálló csomagban. A szabad és az összes klór jelentéséhez EPA által jóváhagyva ivóvíz alkalmazásoknál.

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	SL1000 mérőműszer, hordtáska, 1 db műszer mintatartó, 2 db elektróda mintatartó, tölthető akkumulátor, akkumulátortöltő, kéztartó szíj, műszer kézikönyv és USB-kábel.
Borítás besorolás:	IP64
Detektor:	Szilikon fotodióda
Elem élettartam:	>Teljes akkumulátor-feltöltésenként 200 Chemkey teszt
Elem követelmény:	Újratölthető Lítium-Ion akkumulátor, 7.4 V, 5.0 Ah (5000 mAh)
Garancia:	24 hónap
Includes:	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable
Instrument Bundle:	SL1000 - PPA Portable Parallel Analyser- Portable Colorimeter with USB
Interfész (opció):	Mini USB

Lamp Type:	Fénykibocsátó dióda (LED)
Mérési módszer:	Transzmittancia (%), abszorbanca (abs) és koncentráció (Conc)
Működési hőmérséklet tartomány:	Lemerülés: 5 - 50 °C (41 to 122 °F) / maximum 85%-os relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
	Töltés: 5 - 45 °C (41 to 113 °F) / maximum 85%-os relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Súly:	1,2 kg
Tanúsítványok:	CE, UKCA, FCC, ISED, RCM, KC
Tárolási feltételek:	-20 - 60 °C /maximum 85%-os relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Védettségi osztály:	III

A doboz tartalma

SL1000 mérőműszer, hordtáska, 1 db műszer mintatartó, 2 db elektróda mintatartó, tölthető akkumulátor, akkumulátortöltő, kéztartó szíj, műszer kézikönyv és USB-kábel.