



Be Right™



Kevert paraméter standard, NIST, szennyvíz, magas tartományban

Termékszám:

LCA721

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Kevert paraméter minőségbiztosítási standard a szennyvíz paraméterekhez, alacsony tartományban. A standard oldat komponensei NIST visszakövethetők az SRM-re.

A következő küvettesztekhez

- LCI500 COD (ISO 15705 formula), 0-150 mg/L O₂
- APC500 COD (ISO 15705 formula), 0-150 mg/L O₂
- APC314, LCK314 COD, 15-150 mg/L O₂
- APC304, LCK304 ammónia, 0,015-2,0 mg/L NH₄-N
- APC138, LCK138 teljes nitrogén, 1-16 mg/L TN_b
- APC339, LCK339 nitrát, 0,23-13,5 mg/L NO₃-N
- APC349, LCK349 foszfát, 0,05-1,5 mg/L PO₄-P

Megbízható eredmények

Az Addista rendszert használó elemzési minőségbiztosítási mérések folyamatos dokumentálása megerősíti víztesztelési eredményeinek helyességét.

Kevésbé bonyolult

Minden Addista standard oldat több paramétert tartalmaz. Ez a laborjában található egyetlen paraméteres oldatot tartalmazó üvegek számát jelentős mértéken csökkenti.

Kevesebb hibaforrás

Az Addista oldatok most már a Hach LCK küvettesztjeihez is használhatók. Mivel nem kell őket hígítani, nincs szükség az állandó fizikai jelenlétre, és a standard oldatok elemzése során sem fordulnak elő további hibák.

Műszaki adatok

Platform:

LCA

Tárolási feltételek:

2 - 8 °C (hűtve kell tárolni)