



KOI tesztküvetta, 5-60 mg/liter O₂

Termékszám:

LCK1414

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Előre adagolt reagentek a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva. A megengedett határértékekre hivatalos jóváhagyással Környezetbarát a kevesebb vegyszernek köszönhetően.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagentek kényelmes és pontos adagolása

Vonalkód címke automatikus felismeréshez a fotométerben és a Truecal kalibrálásban

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Leírás:	Kémiai oxigénigény
Méréstartomány:	5.0 - 60 mg/L O ₂
Módszer név:	Dikromát
Műszer:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Paraméter:	KOI (COD)
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C (fénytől védve tartandó)
Tesztek száma:	25
Truecal:	Igen