



Be Right™



Oldott vas Chemkey reagens (25 db/cs)

Termékszám:	8636000
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Oldott vas Chemkey, 0.05 - 3.00 mg/L Fe tartomány. SL1000 hordozható párhuzamos analizátorhoz (PPA).

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	25 Chemkeys
Méréstartomány:	0,05 - 3,00 mg/L Fe
Paraméter:	Oldott vas
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	25 db/cs

A doboz tartalma

25 Chemkeys