



Be Right™



Magas tartományú összes lúgosság Chemkey reagens (25 db/cs)

Termékszám:	8636100
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Magas tartományú összes lúgosság Chemkey, 200 - 700 mg/L CaCO_3 tartomány. SL1000 hordozható párhuzamos analízátorhoz (PPA).

Műszaki adatok

Méréstartomány:	200 - 700 mg/L CaCO_3
Módszer név:	Colorimetric
Módszer száma:	10283
Paraméter:	Lúgosság, összes
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	25 db/cs