



Be Right™



Alacsony tartományú összes lúgosság Chemkey reagens (25 db/cs)

Termékszám:	8636200
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Alacsony tartományú összes lúgosság Chemkey, 20 - 700 mg/L CaCO_3 tartomány. SL1000 hordozható párhuzamos analizátorhoz (PPA).

Műszaki adatok

Méréstartomány:	20 - 200 mg/L CaCO_3
Módszer név:	Colorimetric
Módszer száma:	10280
Paraméter:	Lúgosság, összes
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	25 db/cs