



Be Right™



Magas tartományú keménység Chemkey reagens (25 db/cs)

Termékszám:	8636300
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Magas tartományú keménység Chemkey, 90 - 750 mg/L tartomány. SL1000 hordozható párhuzamos analízátorhoz (PPA).

Műszaki adatok

Méréstartomány:	90 - 750 mg/L CaCO_3
Paraméter:	Keménység
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	25 db/cs