



KOI TNT, 0 - 15000 mg/L O₂

Termékszám:

2415951

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető

Veszélyes



Küvetteszt az összes szükséges reagenssel, mely megbízható mérési eredményeket és egyszerű kezelést biztosít (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	A 16 mm-es TNT termékek csak a DR900-as műszerrel használhatók. Ha kérdése van, kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálati irodához.
Méréstartomány:	200 - 15000 mg/L O ₂
Módszer név:	Dikromát
Módszer száma:	8000
Műszer:	DR900
Paraméter:	KOI
Platform:	Test 'N Tube
Tárolási feltételek:	15 – 25 °C (napfénytől védeni)
Tesztek száma:	25 (vakpróbához egy küvetta szükséges)