



Szabad & összes ammónia és monoklóramin Chemkey reagensek (egyenként 25 db/cs)

Termékszám: 8791900
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható

Szabad és összes ammónia Chemkeys, tartomány 0,05 - 0,50 mg/L NH₃-N (szabad ammónia) / 0,05 - 1,50 mg/L NH₃-N (összes ammónia, maximum 0,50 mg/L szabad ammóniával), és monoklóramin 0,04 - 4,0 mg/L Cl₂ tartomány. SL1000 hordozható párhuzamos analizátorhoz (PPA).

Műszaki adatok

Kit Option:	Free & Total Ammonia, and Monochloramine
Méréstartomány:	Szabad ammónia: 0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N Összes ammónia: 0,05 - 1,50 mg/L NH ₃ -N (maximum 0,50 mg/L szabad ammóniával) Monoklóramin: 0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Paraméter:	Összes & szabad ammónia Monoklóramin
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	50 db/cs