



KOI küvettateszt sós vízhez, 7 - 70 mg/L O₂

Termékszám:

LCK1814

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



LCK küvettatesztek: minimális mennyiségű reagens, maximális biztonság.

Mérési tartomány: 7 - 70 mg/L O₂

Magas klorid koncentrációval (legfeljebb 20 000 mg/L) rendelkező vízminták alacsony szintű KOI teszteléséhez alkalmas. Nincs szükség a minták nehézkes előkezelésére. Előre adagolt reagentek a maximális biztonságért Könnyen használható, fotometriás értékelés, teljesen felszerelt dobozba csomagolva.

Pontos és megbízható mérési értékek

A zárt rendszer és a kis mennyiségű vegyszer maximális biztonságot nyújt a felhasználók számára

A reagentek kényelmes és pontos adagolása

A vonalkód címkét a fotométer automatikusan felismeri.

Színkóddal megkülönböztetett tesztek és mérési tartományok

Műszaki adatok

Méréstartomány:	7 - 70 mg/L O ₂
Módszer név:	Dikromát
Műszer:	DR3900, DR6000
Paraméter:	KOI
Platform:	LCK
Roncsolás szükséges:	Igen
Tárolási feltételek:	15 - 25 °C (napfénytől védeni)
Tesztek száma:	25