



Truecal - Tételspecifikus kalibrációs szoftver a DR3900/DR6000 készülékhez

Termékszám: LPZ440.99.00001

HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk

Mérjen pontos eredményeket!

A Truecal szoftver a 2018 március utáni DR3900 vagy DR6000 spektrofotométerek frissítésére szolgál. A Hach által kifejlesztett Truecal csökkenti a vegyszeti nyersanyagok különbözősége miatti eredménybeli eltéréseket. A vonalkód tartalmazza az egyes kémiai tételekre vonatkozó kalibrációs görbék adatait, és automatikusan frissíti azt. Ha LCK termékekkel együtt használja a Truecal funkciót, eggyel kevesebb dolog miatt kell aggódnia az alapvető fontosságú jártassági tesztelés vagy a határérték-megfelelőségi tesztelések során.