




AT1000 fecskendőterfogó ellenőrzőkészlet

Termékszám:	LZE228
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítás 1 héten belül	

Fecskendőterfogó ellenőrzőkészlet a Titráló AT1000 sorozatú automatikus titrálóhoz

Műszaki adatok

A doboz tartalma:	Készlet tartalma: állvány, csavaros befogó és bilincs (LZE231); csővezeték, pipettahegy, pipettatartó és csőfecskendő-tartó (LZE230); fecskendőverifikáció aktiválási licenz (LZE229)
Garancia:	24 hónap

A doboz tartalma

Készlet tartalma: állvány, csavaros befogó és bilincs (LZE231); csővezeték, pipettahegy, pipettatartó és csőfecskendő-tartó (LZE230); fecskendőverifikáció aktiválási licenz (LZE229)