



pH Chemkey-reagensek (25 db/doboz)

Termékszám:	9759000
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Használja az SL1000 hordozható párhuzamos elemzővel (PPA) a vízminőség tesztelésének jelentős leegyszerűsítése érdekében.

pH Chemkey, tartomány: 6,3 - 9,0. SL1000 hordozható párhuzamos elemzőhöz (PPA).

A könnyen használható kolorimetriás pH Chemkey segítségével elkerülheti a pH-érzékelők és a helyszíni kalibrálás kényelmetlenségeit. A Hach SL1000 hordozható párhuzamos elemzővel (PPA) kevesebb, mint feleannyi lépésben végezhetők el ugyanazok a tesztek, mint manuálisan. A pontos eredmények kevesebb hibalehetőséggel, pillanatok alatt megszületnek. Egyszerre párhuzamosan akár hat paraméter is tesztelhető. Az SL1000 egy hordozható koloriméter, amely a porpárnák helyett Chemkey reagensek használatával gyorsabb vizsgálatot tesz lehetővé. A Chemkey teljes egészében tartalmazza az összes vegyszert és eljárást.

A jelenleg SL1000 műszert használóknak, ha pH-t kívánnak mérni, szoftverfrissítést kell végrehajtaniuk. Ez a szoftver az SL1000 műszer oldalának Letöltések lapján található.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	pH: 6,3 - 9,0
Műszer:	SL1000
Paraméter:	pH
Platform:	Chemkeys
Térfogat/ csomagméret:	25 db/cs