



Cink Chemkey-reagensek (25 db/doboz)

Termékszám:	9879000
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Cink Chemkey az SL1000 hordozható párhuzamos analizátorhoz

A cinkszint megállapításához a Hach 10313 számú módszerének használatával

Kevesebb változó érték

Az automatizálás és a belső hőmérséklet-vezérlés a teljes folyamatot következtetéssé és megismételhetővé teszi, a Hach aktuális módszereinek megfelelő eljárások alkalmazása mellett. Hagyja ki a még tapasztalt felhasználók által végrehajtott, változó értékeket eredményező manuális lépéseket.

Kevesebb vesződség

A Chemkey teljes egészében tartalmazza az összes vegyszert és eljárást. Nincs szükség porpárnákra vagy üvegcellákra.

Műszaki adatok

Méréstartomány:	0,10 - 6,0 mg/L Zn
Műszer:	SL1000
Paraméter:	Cink
Térfogat/ csomagméret:	25 db/cs
Tesztek száma:	25