



Pufferporpárnák, 4,01-es pH, piros színcód, 50/csomag

Termékszám:	2226966
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Elérhető	

Standard pH-puffer-oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

pH-puffer-porpárna pH-elektrodák kalibrálásához. Minden porpárna 50 mL friss pufferoldattal előállításához használható. Egyszerű azonosítást segítő színcódolás (piros). A pH-érték 25 °C-on 4,01 ±0,02. Egy csomagban 50 porpárna

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard pH-pufferoldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	Használat után dobja ki az elkészített oldatot
Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Porpárnák
pH érték(ek):	4,01 ±0,02 pH 25 °C-on
Színcódolt?:	Igen
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	50 darab