



Be Right™



## Pufferporpárnák, 7,00-es pH, sárga színekód, 250/csomag

**Termékszám:** 2227064  
**HUF Ár (nettó):** Elérhetőségünk  
**Szállítási dátum kérése**

### Standard pH-puffer-oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

pH-puffer-porpárna pH-elektrodák kalibrálásához. Minden porpárna 50 mL friss pufferoldalt előállításához használható. Egyszerű azonosítást segítő színekódolás (sárga). A pH-érték 25 °C-on 7,00 ±0,02. Egy csomagban 250 porpárna

#### Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard pH-pufferoldatok minősége.

#### Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

#### Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

---

### Műszaki adatok

|                        |  |
|------------------------|--|
| Különleges jegyzet:    | Használat után dobja ki az elkészített oldatot |
| Leírás:                | pH-puffer-kalibrációs reagens                  |
| NIST követhetőség:     | Igen   |
| Package settings:      | Porpárnák                                      |
| Paraméter:             | pH   |
| pH érték(ek):          | 7,00 ±0,02 pH 25 °C-on                         |
| Szervizintervallum:    | 24 hónap                                       |
| Színekódolt?:          | Igen   |
| Tárolási feltételek:   | 10 – 25 °C (napfénytől védeni)                 |
| Térfogat/ csomagméret: | 250 darab                                      |