



Be Right™



Pufferporpárnák, 10,01-es pH, kék színkód, 250/csomag

Termékszám: 2227164
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk
Szállítási dátum kérése

Standard pH-puffer-oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

pH-puffer-porpárna pH-elektrodák kalibrálásához. Minden porpárna 50 mL friss pufferoldalt előállításához használható. Egyszerű azonosítást segítő színkódolás (kék). A pH-érték 25 °C-on 10,01 ±0,02. Egy csomagban 250 porpárna

Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard pH-pufferoldatok minősége.

Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	Használat után dobja ki az elkészített oldatot
Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Porpárnák
Paraméter:	pH
pH érték(ek):	10,01 ±0,02 pH 25 °C-on
Region:	EU
Szervizintervallum:	24 hónap
Színkódolt?:	Igen
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	250 pcs