



## Pufferporpárnák, 10,01-es pH, kék színkód, 50/csomag

**Termékszám:**

2227166

Veszélyes

HUF Ár (nettó):

Elérhetőségünk

Elérhető



### Standard pH-puffer-oldatok laboratóriumi és helyszíni elemzéshez

pH-puffer-porpárna pH-elektrodák kalibrálásához. Minden porpárna 50 mL friss pufferoldattal előállításához használható. Egyszerű azonosítást segítő színkódolás (kék). A pH-érték 25 °C-on 10,01 ±0,02. Egy csomagban 50 porpárna

#### Visszavezethető szabványos NIST-referenciaanyagokra

Akár laboratóriumról, akár helyszínről is legyen szó, a megbízható mérési eredmények elengedhetetlenek. E tekintetben kulcsfontosságú a felhasznált standard pH-pufferoldatok minősége.

#### Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

#### Megbízható csomagolás

Az élettartamot légmentesen lezárt csomagolás garantálja.

---

### Műszaki adatok

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Különleges jegyzet:    | Használat után dobja ki az elkészített oldatot |
| Leírás:                | pH-puffer-kalibrációs reagens                  |
| NIST követhetőség:     | Igen                                           |
| Package settings:      | Porpárnák                                      |
| pH érték(ek):          | 10,01 ±0,02 pH 25 °C-on                        |
| Színkódolt?:           | Igen                                           |
| Tárolási feltételek:   | 10 – 25 °C (napfénytől védeni)                 |
| Térfogat/ csomagméret: | 50 darab                                       |