



Be Right™



## pH pufferoldat, pH 7,00 (500 ml)

Termékszám: 2283549

**ELAVULT CIKK**  
Ez a termék már nem elérhető.

Javasolt cserék:  
• 2283549.99

### pH Buffer standard solutions for laboratory and field analyses

Minőségi pufferoldat, a könnyű azonosításhoz sárga színekódolással. NIST szerint követhető. A pH értéke 25 °C-on  $7,00 \pm 0,02$

#### Traceable to NIST standard reference materials

Whether in the laboratory or in the field, always perform measurement results you can trust is essential. The quality of the standard pH Buffer Solutions that are used are key.

#### Design for use with Hach meters portfolio and other meters.

The basis for accurate pH measurements is good care and calibration of the pH Electrode.

#### Reliable packaging

Supplied in an airtight packaging ensuring guaranteed shelf-life.

---

### Műszaki adatok

Koncentráció:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Különleges jegyzet:	Observed shelf-life after opening, following recommended storage and use: 6 months
Leírás:	Pufferoldat, (sárga színekódolással) (NIST)
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Bottle
pH érték(ek):	7.00
Szervizintervallum:	24 months
Színekódolt?:	Igen
Tárolási feltételek:	10 - 25 °C (protect from light)
Térfogat/ csomagméret:	500 mL