



Be Right™



## SINGLET™ egyszer használatos pH-pufferkészlet, 4,01-es és 7,00-es pH, 2x10/csomag

Termékszám: 2769920  
HUF Ár (nettó): Elérhetőségünk  
Szállítás 1 héten belül

Veszélyes



### Singlet™ oldatcsomagok

pH-puffer-standardoldat pH-elektrodák kalibrálásához. pH-pufferek lezárt fóliatasakban. A pH-érték 25 °C-on  $\pm 0,02$ . 10 darab 4,01 pH-s és 10 darab 7,00 pH-s tasak, egyenként 20 mL

#### Helyszíni elemzéshez ideális

A leforrasztott tasakok könnyen szállíthatók – nincs esély a kifolyásra.

#### Egyszerű használat

Csak nyissa fel a tasakot és tegye be az elektrodát.

#### Friss és megbízható

A fóliatasakok megakadályozzák a szennyeződést és a levegővel való érintkezést.

#### Hach és más mérőeszközökhöz.

A pontos pH-mérések alapját a pH-elektroda gondos kezelése és kalibrálása jelenti.

---

### Műszaki adatok

Különleges jegyzet:	Használat után dobja ki az oldatot
Leírás:	pH-puffer-kalibrációs reagens
NIST követhetőség:	Igen
Package settings:	Singlet
pH érték(ek):	4,01 és 7,00 $\pm 0,02$ pH 25 °C-on
Szervizintervallum:	24 hónap
Színkódolt?:	Igen
Tárolási feltételek:	10 – 25 °C (napfénytől védeni)
Térfogat/ csomagméret:	20 darab